

Zestaw LifeVac LV14 ratujący przy zadławieniach

<https://sklep.arpapol.pl/drobny-sprzet-medyczny/4936-zestaw-lifevac-lv14-ratujacy-przy-zadlawieniach.html>

Cena: **412,00 zł** brutto

412,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **LV14**



Opis produktu

Zestaw LifeVac LV14 zawiera:

- 1 urządzenie ssące LifeVac,
- torba turystyczna,
- 1 maskę dużą,
- 1 maskę średnią (do testów)
- 1 maskę małą,
- 1 maskę pediatryczną,
- instrukcję obsługi w j. polskim
- kartę oceny klienta.

LifeVac: Ratownik w Kryzysowych Chwilach

LifeVac to urządzenie, które może uratować życie w decydujących momentach.

To opatentowane urządzenie stworzone z myślą o udrażnianiu dróg oddechowych u osób, które się duszą lub mają problemy z oddychaniem. Stanowi ważne uzupełnienie standardowej procedury pierwszej pomocy w przypadkach, gdy inne metody nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

LifeVac jest wyjątkowo łatwy w użyciu i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani przeszkolenia. Jego działanie polega na zassaniu ciała obcego z dróg oddechowych poszkodowanego, oferując rozwiązanie nieinwazyjne, bezpieczne i skuteczne.

Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych elementów do jamy ustnej czy dróg oddechowych, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń dziąseł, zębów, podniebienia lub języka.

Opis Produktu

LifeVac to wyrob jednorazowego użytku, dostarczany w stanie gotowym do użycia. Każdy zestaw zawiera urządzenie LifeVac, cztery maski twarzowe oraz instrukcję obsługi, zapakowane w praktyczną torbę turystyczną.

Po potwierdzeniu i zweryfikowaniu użycia LifeVac w sytuacji zagrażającej życiu, gwarantujemy bezpłatną wymianę zestawu na nowy.

Warunki wymiany:

1. Skontaktuj się bezpośrednio z LifeVac Polska (telefonicznie lub mailowo).
2. Wypełnij ankietę dostępną na stronie www.lifevac.pl.
3. Wyślij zużyte urządzenie LifeVac i pozostały zestaw ratunkowy do siedziby firmy LifeVac Polska celem właściwej utylizacji (koszty pokrywa LifeVac Polska).

Pierwsza pomoc w **zadławieniach**

W przypadku zadławienia rozpocznij:

- 1** Zachęcaj osobę zadławioną do kaszlu
- 2** 5 uderzeń w plecy w okolicę między łopatkami
- 3** 5 ucisków okolicy nadbrzusza



Powtarzaj do momentu odkrztuszenia ciała obcego. Jeżeli poszkodowany straci przytomność, **wezwij pomoc** (tel. 112, 999). Następnie użyj urządzenia LifeVac.



Przyłóż maskę do twarzy obejmując usta i nos



Przyciśnij rączkę urządzenia w kierunku twarzy



Pociągnij za rączkę do siebie

Czynność powtarzaj do 5 razy. Jeżeli ciało obce nie zostało usunięte z dróg oddechowych, a poszkodowany jest nieprzytomny rozpocznij **Resuscytację Krążeniowo-Oddechową (30 ucisków klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze)**.

Urządzenie LifeVac może być zastosowane u osoby zadławionej przytomnej, u której nie powiódł się pięciokrotnie standardowy protokół postępowania (**5 uderzeń między łopatkami, 5 uciśnień nadbrzusza**). Powyższa instrukcja zalecana jest przez producenta.

LifeVac w Domu - Dla Kogo Jest Przeznaczony?

LifeVac w omawianym zestawie jest specjalnie dostosowany do użytku domowego. Jest szczególnie przydatny dla osób opiekujących się dziećmi i osobami starszymi, które są bardziej narażone na ryzyko zadławienia lub zakrztuszenia.

Badania i Certyfikaty

LifeVac to urządzenie z certyfikatami najbardziej uznanych międzynarodowych instytucji akredytujących sprzęt medyczny:

- Certyfikat ARTG (Australia)
- Certyfikat FDA (USA)
- Certyfikat HPFBI (Kanada)
- Certyfikat MHRA (Wielka Brytania)

LifeVac otrzymał pozytywną opinię na podstawie raportu z oceny klinicznej i jest rekomendowany przez Krajowego Konsultanta Ratownictwa Medycznego.

W testach laboratoryjnych wykazano, że LifeVac generuje niemal 10-krotnie większe ciśnienie niż manewr Heimlicha oraz niemal 6-krotnie większe ciśnienie niż uciskanie klatki piersiowej. Jednocześnie nie stwarza zagrożenia złamania żeber ani innych uszkodzeń ciała, co czyni go znacznie skuteczniejszym w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych spowodowanej przez ciało obce.

Potwierdzona Skuteczność

Wysoka skuteczność LifeVac znajduje odzwierciedlenie w szerokim zastosowaniu w wielu krajach na całym świecie. Tysiące gospodarstw domowych w USA korzysta z tego urządzenia, a także specjaliści z obszaru ochrony zdrowia, w tym lekarze, pielęgniarki, strażacy, policjanci, ratownicy medyczni, a nawet ratownicy górscy i wodni.