

Koc schładzający Water Jel na oparzenia ścienny

<https://sklep.arpapol.pl/opatrunki-na-oparzenia/3209-koc-schladzajacy-scienny-91x76-water-jel.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **112.130.211WATERJEL**

Informacje

Dopuszczenie CE, FDA



Opis produktu

Opatrunek hydrożelowy, schładzający na oparzenia, który natychmiast po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran jednocześnie zatrzymując proces oparzenia. Łączy w sobie naukowo opracowany żel oraz specjalnie przygotowany materiał nośny, tworząc razem prosty i skuteczny system pierwszej pomocy w przypadku oparzeń. Żel zawiera substancje zmiękczające, ulega biodegradacji, ma właściwości ochronne i jest rozpuszczalny w wodzie, dzięki czemu koc można z łatwością zdjąć z rany bez jej podrażnienia. Żel zawierający kwas hialuronowy, oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w niej. Posiada szerokie spektrum działania antybakteryjnego, przeciwwgrzybicznego, przeciw drożdżom i pleśni. Nie zawiera benzenu.

- bezzapachowy
- żel zawiera kwas hialuronowy
- nie przykleja się do ran i może być bezpośrednio nakładany na nią
- działanie antybakteryjne
- działanie przeciwwgrzybiczne, przeciw drożdżom i pleśni
- nie zawiera benzenu
- konsystencja żelu jest przejrzysta co pozwala na ocenić stan oparzenia, bez usuwania go z rany
- opatrunek pakowany jałowo
- bezpieczny dla oczu i słuzówek
- bezpieczny dla dzieci, niemowląt i osób starszych
- nie wykazuje reakcji alergicznych
- łatwy do przechowywania
- zatrzymanie chłodzenia na poziomie temperatury ciała, brak możliwości doprowadzenia do hipotermii
- badania potwierdzające czas chłodzenia z 80 stopni C w czasie do 4 minut
- termin przydatności 5 lat
- składowanie w temperaturze -5 do +35 stopni C
- użycie opatrunku w temperaturze od 0 do 40 stopni C

- opatrunek w formie nośnika poliestrowego nasączonego żelem, zawierający dodatkową ilość żelu umożliwiającego zabezpieczenie większej powierzchni oparzeń
- opatrunek idealnie przylega do rany
- konstrukcja nośnika opatrunku uniemożliwia jego rozerwanie, przez co łatwiejszy jest on do aplikacji i usunięcia z rany
- ze względu na dużą śliskość opatrunku - jest mniej bolesny dla pacjenta moment przesuwania na ranie
- możliwość aplikacji na ubranie, dzięki m.in. formy żelowej "płynnej" opatrunku
- rozmiar: 91 x 76 cm
- opakowanie: torba