

Opatrunek hydrożelowy na oparzenia 20x45 WaterJel

<https://sklep.arpapol.pl/opatrunki-na-oparzenia/89-opatrunek-schladzajacy-na-oparzenia-20x45-waterjel.html>

Cena: **91,80 zł** brutto

91,80 zł za szt.

Nr referencyjny: **112.100.400WATERJEL**



Opis produktu

Opatrunek hydrożelowy na oparzenia 20x45 WaterJel to zaawansowane rozwiązanie do pierwszej pomocy w

przypadku oparzeń. Ten specjalny opatrunek hydrożelowy zapewnia natychmiastową ulgę, chłodząc oparzone

miejsce, łagodząc ból i zapewniając ochronę przed zanieczyszczeniem ran.

Po nałożeniu na oparzone miejsce, opatrunek hydrożelowy WaterJel działa szybko i skutecznie. Jego chłodzące

właściwości pomagają obniżyć temperaturę skóry, co zmniejsza dyskomfort i przyspiesza proces gojenia.

Oparzenie zostaje złagodzone, a ból jest odczuwany w mniejszym stopniu.

Oprócz działania chłodzącego, opatrunek hydrożelowy WaterJel pełni również

funkcję ochronną.

Tworzy on barierę, która chroni oparzone miejsce przed zanieczyszczeniem, bakteriami i innymi czynnikami

zewnętrznymi. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko infekcji i przyspieszane jest proces zdrowienia rany.

- **bezzapachowy**
- **żel zawiera kwas hialuronowy**
- **nie przykleja się do ran i może być bezpośrednio nakładany na nią**
- **działanie antybakteryjne**
- **działanie przeciwgrzybiczne, przeciw drożdżom i pleśni**
- **nie zawiera benzenu**
- **konsystencja żelu jest przejrzysta co pozwala na ocenić stan oparzenia, bez usuwania go z rany**
- **opatrunek pakowany jałowo**
- **bezpieczny dla oczu i śluzówek**
- **bezpieczny dla dzieci, niemowląt i osób starszych**
- **nie wykazuje reakcji alergicznych**
- **łatwy do przechowywania**
- **zatrzymanie chłodzenia na poziomie temperatury ciała, brak możliwości doprowadzenia do hipotermii**
- **badania potwierdzające czas chłodzenia z 80 stopni C w czasie do 4 minut**
- **termin przydatności 5 lat**
- **składowanie w temperaturze -5 do +35 stopni C**
- **użycie opatrunku w temperaturze od 0 do 40 stopni C**

opatrunek w formie nośnika poliestrowego nasączonego żelem, zawierający dodatkową ilość żelu umożliwiającą zabezpieczenie większej powierzchni oparzeń

- **opatrunek idealnie przylega do rany**
- **konstrukcja nośnika opatrunku uniemożliwia jego rozerwanie, przez co łatwiejszy jest on do aplikacji i usunięcia z rany**
- **ze względu na dużą śliskość opatrunku - jest mniej bolesny dla pacjenta moment przesuwania na ranie**
- **możliwość aplikacji na ubranie, dzięki m.in. formy żelowej "płynnej" opatrunku**

•