

Opatrunek schładzający 20x55 Water Jel - na dłoń

<https://sklep.arpapol.pl/opatrunki-na-oparzenia/95-opatrunek-schladzajacy-na-oparzenia-20x50waterjel.html>

Cena: **126,36 zł** brutto

126,36 zł za szt.

Nr referencyjny: **112.100.500WATERJEL**



Opis produktu

Opatrunek schładzający 20x55 Water Jel - na dłoń to specjalistyczny opatrunek zaprojektowany do chłodzenia i

łagodzenia oparzeń dłoni. Ten innowacyjny opatrunek oferuje natychmiastową ulgę, zapewniając skuteczną

ochronę i komfort dla poszkodowanych.

Opatrunek schładzający Water Jel został stworzony z myślą o szybkiej i skutecznej pomocy w przypadku oparzeń

dłoni. Jego unikalna formuła chłodząca i łagodząca ból działa natychmiast po zastosowaniu, przynosząc ulgę i

redukując dyskomfort. Oparzone miejsce jest delikatnie schładzane, co pomaga zmniejszyć obrzęk i zmniejszyć

ryzyko powstania pęcherzy.

- **bezzapachowy**
- **żel zawiera kwas hialuronowy**
- **nie przykleja się do ran i może być bezpośrednio nakładany na nią**
- **działanie antybakteryjne**
- **działanie przeciwgrzybiczne, przeciw drożdżom i pleśni**
- **nie zawiera benzenu**
- **konsystencja żelu jest przejrzysta co pozwala na ocenić stan oparzenia, bez usuwania go z rany**
- **opatrunek pakowany jałowo**
- **bezpieczny dla oczu i śluzówek**
- **bezpieczny dla dzieci, niemowląt i osób starszych**
- **nie wykazuje reakcji alergicznych**
- **łatwy do przechowywania**
- **zatrzymanie chłodzenia na poziomie temperatury ciała, brak możliwości doprowadzenia do hipotermii**
- **badania potwierdzające czas chłodzenia z 80 stopni C w czasie do 4 minut**
- **termin przydatności 5 lat**
- **składowanie w temperaturze -5 do +35 stopni C**
- **użycie opatrunku w temperaturze od 0 do 40 stopni C**
- **opatrunek w formie nośnika poliestrowego nasączonego żelem, zawierający dodatkową ilość żelu umożliwiającą zabezpieczenie większej powierzchni oparzeń**

opatrunek idealnie przylega do rany

- **konstrukcja nośnika opatrunku uniemożliwia jego rozerwanie, przez co łatwiejszy jest on do aplikacji i usunięcia z rany**
- **ze względu na dużą śliskość opatrunku - jest mniej bolesny dla pacjenta moment przesuwania na ranie**
- **możliwość aplikacji na ubranie, dzięki m.in. formy żelowej "płynnej" opatrunku**

•