

Płyn do płukania oka - kieszonkowy (200ml) Tobin

<https://sklep.arpapol.pl/oczomyjki-tobin/818-sklep-strazacki-plyn-do-plukania-oka-kieszonkowy-200ml-eyewash.html>

Cena: **35,64 zł** brutto

35,64 zł za szt.

Nr referencyjny: **ART/121**

Informacje

Każda butelka zawiera etykietę z informacjami i instrukcją w **języku polskim**



Opis produktu

MYJKA KIESZONKOWA- Płyn do płukania oka Tobin

Chemikalia oraz każde inne ciała obce są wyjątkowo niebezpieczne dla oczu. **W przypadku jakiegokolwiek kontaktu należy rozpocząć płukanie w ciągu pierwszych sekund.** Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia, aby pierwsze stanowisko do płukania oczu znajdowało się w zasięgu ramion należy wyposażyć pracownika w myjkę kieszonkową.

Myjka kieszonkowa nie jest wystarczająca, aby skutecznie wypłukać chemikalia z oka. Służy natomiast jako **zapewnienie pierwszej pomocy** przed dotarciem do właściwej stacji płukania oka. Myjki kieszonkowe są **łatwe do otwarcia** i umożliwiają płukanie w lekko pochylonej pozycji co pozwala poszkodowanemu poruszać się z łatwością. Dostosowana specjalnie do potrzeb: **laboratoriów, placów budowy, personelu sprząającego** lub dla innych zawodów, które związane są z przemieszczaniem się w obrębie miejsca pracy. **Doskonale uzupełni także każdą domową apteczkę.**

Główne zalety:

1. **Usuwanie zanieczyszczeń:** Płyn do płukania oczu jest skutecznym sposobem na usunięcie zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył czy chemikalia. Może to być szczególnie przydatne w przypadku, gdy w oko wpadnie jakiś obcy obiekt lub substancja.
2. **Bezpieczeństwo:** Płyn do płukania oczu jest bezpieczny w użyciu i nie powoduje dodatkowych podrażnień ani uszkodzeń oka. Dobrej jakości produkty do płukania oczu są starannie zbilansowane pod względem pH i zawierają składniki, które są bezpieczne dla delikatnej tkanki oka.
3. **Szybka pomoc w nagłych wypadkach:** Płyn do płukania oczu jest często stosowany jako pierwsza pomoc w przypadku nagłego zranienia oka lub kontaktu z niebezpiecznymi substancjami. Może być kluczowy w szybkim usunięciu drażniących czynników lub substancji chemicznych, zanim spowodują większe szkody.
4. **Łatwość użycia:** Płyn do płukania oczu jest dostępny w łatwych w użyciu opakowaniach. To sprawia, że jest łatwy do stosowania i może być używany przez każdego, nawet w przypadku samodzielnego leczenia.

Dane techniczne:

Myjka zawiera 200 ml jałowego roztworu soli fizjologicznej 0,9%.

Waga 200 gram.

Rozmiar: 17x8x3 cm

Czas ważności to 3 lata. Data przydatności do użycia znajduje się na każdej butelce.

Każda butelka zawiera etykietę z informacjami i instrukcją w języku polskim.

Spełnia następujące Europejskie standardy SS-EN ISO 9002, SS-EN 46002, SS-EN 556i DIN 12930.