

## Defibrylator AED PHILIPS HeartStart HS1

<https://sklep.arpapol.pl/polautomatyczne/1519-defibrylator-aed-philips-heartstart-hs1.html>

Cena: **5 916,24 zł** brutto

5 916,24 zł za szt.

Nr referencyjny: **M5066A\_C01**



### Opis produktu

Model OnSite HS1 jest defibrylatorem AED przeznaczonym dla biurowców, szkół, instytucji kulturalnych oraz wszystkich innych miejsc gdzie pojawiają się ludzie.

#### Prosty w obsłudze

AED Philips HeartStart HS1 obejmuje innowacyjną technologię opartą na szeroko zakrojonych badaniach i opiniach użytkowników, która pozwoliła stworzyć defibrylator tak prosty w obsłudze, że przy minimalnym przeszkoleniu każdy może potencjalnie uratować życie osoby z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia. Wyraźne, wypowiadane naturalnym głosem polecenia prowadzą użytkownika przez każdy krok procedury pierwszej pomocy z użyciem AED. Przypomina nawet o wezwaniu pogotowia, a funkcja wspomagania czy instruktażu RKO na żądanie pozwala użytkownikowi w stanie stresu przypomnieć sobie wiadomości zdobyte podczas szkolenia.

#### Zawsze gotowy do użycia

Defibrylator PHILIPS HeartStart HS1 jest zasilany długowieczną baterią (5 lat przydatności i 4 lata gwarancji na 200 wyładowań od pierwszego użycia). W trakcie automatycznych codziennych auto-testów urządzenie weryfikuje obwody elektroniczne, stan baterii i elektrod. Migająca zielona kontrolka stanowi zapewnienie, że aparat jest zawsze gotowy do użycia.

#### Bezpieczny

AED PHILIPS HeartStart HS1 został skonstruowany i zaprogramowany w taki sposób, aby defibrylacja mogła być wykonana tylko wówczas, gdy rytm serca pacjenta stanowi wskazanie do takiego działania. Defibrylatory PHILIPS automatycznie dobierają najbardziej skuteczny dla poszkodowanego impuls defibrylacyjny w przedziale 140-160J. Jest to najwyższa skuteczność i pełne bezpieczeństwo opatentowanej przez PHILIPS technologii SMART Biophasic.

#### Optymalne wykorzystanie RKO.

Ostatnie badania wykazują, że RKO (Resuscytacja Krążeniowo-Odechowa) jest jeszcze istotniejsza dla przeżycia niż wcześniej sądzono, jednak korzyści z niej wynikające mogą zostać utracone w ciągu kilku sekund. Szybkie wykonanie defibrylacji po uciskach klatki piersiowej i przerwa w RKO ma kluczowe znaczenie. Zastosowana w defibrylatorze HeartStart HS1 funkcja Quick Shock pozwala na zastosowanie terapii w czasie zaledwie 8 sekund (typowo) od zakończenia ucisków klatki piersiowej. Inne urządzenia potrzebują na to 2-3-krotnie dłuższego czasu, co ogranicza szansę na przeżycie poszkodowanego.

#### Elektrody zintegrowane z obudową.

Defibrylacja niemowląt/dzieci przy użyciu dodatkowych elektrod pediatricznych.

#### Tryb szkoleniowy

Aparaty PHILIPS umożliwiają także pracę w trybie szkoleniowym, bez konieczności zakupu trenażerów, wystarczą specjalne elektrody szkoleniowe.

**Gwarancja**

PHILIPS jako jedyny nie wymaga żadnych serwisów i przeglądów okresowych (lub po użyciu), oznacza to brak kosztów za serwis lub przegląd przez 8 lat gwarancji, nawet po użyciu!