

Defibrylator AED iPAD SP1 bateria i elektrody

<https://sklep.arpapol.pl/polaautomatyczne/3304-defibrylator-ipad-sp1-bateria-i-elektrody.html>

Cena: **5 499,00 zł** brutto

5 499,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **SP1-SP/SA**



Opis produktu

Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny iPAD SP1:

- 5-letnia gwarancja
- zapis do 5 operacji, każdej trwającej po 3 godziny na wewnętrznej karcie SD
- zestaw zawiera elektrody dla dorosłych (czas przechowywania: do 30 miesięcy)
- zestaw zawiera baterię litową (czas przechowywania: do 5 lat)
- zestaw zawiera torbę transportową oraz elektrody pediatryczne (opcjonalnie)
- urządzenie spełnia wymogi normy militarnej MIL-STD-810G
- automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków
- zmiana na tryb pediatryczny (poniżej 25 kg) bez konieczności zmiany elektrod
- energia wyjściowa: dorośli - 150 J przy 50 Ω Dzieci - 50 J przy 50 Ω (standardowe zastosowanie)
- czas ładowania i analizy (od zakończenia RKO): 6 s
- kształt fali: e-cube dwufazowa (ścięta wykładniczo)
- odprowadzenie EKG: II
- reakcja na częstotliwość: 1 Hz do 30 Hz
- zakres impedancji: 25 Ω do 175 Ω (wyładowanie nie zostanie przeprowadzone w przypadku, gdy impedancja pacjenta wykracza poza powyższy zakres)
- rytmy: wymagające defibrylacji: Migotanie komór lub szybkie migotanie komór
- czułość i specyfika: Spełnia wymogi ANSI/AAMI DF80
- urządzenia kontrolne: Przycisk włączania/wyłączania, przycisk 'i-Button', przycisk wyładowania, przełącznik trybu defibrylacji pediatrycznej/dorosłych
- status LCD: Wyświetla status urządzenia, poziom naładowania baterii oraz status elektrod
- głośnik: Wydaje komendy głosowe, CU-SP1 analizuje poziom odgłosów otoczenia w trakcie pracy. W przypadku wysokiej głośności odgłosów z otoczenia, urządzenie automatycznie zwiększa głośność komend by były wyraźnie słyszalne
- automatyczny: Test autodiagnostyczny dotyczący włączania/wyłączania, czasu pracy, testy dzienne, tygodniowe i miesięczne
- manualny: Test dotyczący zamontowania baterii (wykonany gdy użytkownik włoży baterię do odpowiedniego miejsca w urządzeniu)
- rodzaj baterii: 12V DC, 4,2Ah LiMnO₂, jednorazowego użytku: Longlife
- wydajność: Przynajmniej 200 wyładowań w przypadku nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej
- przydatność do użycia w trybie standby (po włożeniu baterii): Przynajmniej 5 lat, jeżeli bateria jest przechowywana zgodnie z instrukcją

Elektrody:

- elektrody dla dorosłych
- obszar elektrod: 120 cm²
- całkowita długość kabla: 120 cm
- okres przydatności: do 30 miesięcy od daty produkcji

Elektrody dla dzieci:

- obszar elektrod: 46,43 cm²
- całkowita długość kabla: 120 cm (wewnątrz torby: 80 cm, na zewnątrz: 40 cm)
- okres przydatności: do 24 miesięcy od daty produkcji
- do nabycia opcjonalnie